



Air Flow Back Support
Ζώνη Οσφύος - Air Flow

EN | Instructions for Use

ΕΛ | Οδηγίες Χρήσης

EN

Air Flow Back Support

If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopedic consultant for advice.

FEATURES

This Air Flow belt is a light, breathable and extremely comfortable back brace that provides the basic support you need during normal day activities. Helps provide support to stiff, strained or aching back.

- Adjustable straps will help you find the ideal fit for you.
- Air-mesh fabric releases excess heat and moisture for all-day comfort.
- 4 Plastic stays provide firm grip, relief strain of lower back and protect weak muscles.
- Easy to care, dries quickly.

PERFORMANCE

The device provides lumbar spine gross motion restriction. The device reduces stress on the low back in flexion and extension.

INDICATIONS

Recommended for Lumbar Facet Syndrome, lower back pain, Sciatica, Osteoarthritis, moderate form of Spinal Muscular Atrophy, post-surgery back support.

WARNINGS . PRECAUTIONS OF USE

This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. Not alternative for medical care. Seek professional medical advice for the diagnosis and treatment of pain, injury or irritation. with functional physiotherapy.

MEASUREMENT AND SIZE CHART

The size is to choose in accordance with the waist circumference, measured 2 cm above the iliac crests (in cm)

	S/M	L/XL
	70 - 100	90 - 125

SET UP AND OPERATION

- Release the straps, make sure they are both completely loose.
- Place the belt around your lower back and fasten the hook and loop fasteners.
- Pull the straps handles to reach to desired compression, then fasten and secure them on your belt (as shown in the picture).

CARE INSTRUCTION

Hand-wash with lukewarm water and gentle detergent. Hang and leave to dry.

ΕΛ

Ζώνη Οσφύος - Air Flow

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις εφαρμογές και τη χρήση αυτού του προϊόντος μην διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή του ορθοπεδικού, ιατρού ή / και του φαρμακοποιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαπνέουσα ζώνη οσφύος με εξαιρετικά άνετη στήριξη της πλάτης. Παρέχει τη βασική υποστήριξη που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων στην καταπονημένη περιοχή και παρέχει ανακούφιση από τον πόνο.

- Οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες βοηθούν να βρείτε την ιδανική εφαρμογή.
- Το διάτρητο ύφασμα απελευθερώνει την υπερβολική θερμότητα και υγρασία και χαρίζει άνεση κατά την χρήση.
- Οι τέσσερις μπανέλες παρέχουν σταθερό κράτημα, ανακουφίζουν από την καταπόνηση της πλάτης και προστατεύουν τους αδύναμους μύες.
- Εύκολη συντήρηση: στεγνώνει γρήγορα.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συσκευή περιορίζει την κίνηση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Μειώνει την πίεση στην οσφυϊκή περιοχή κατά την κάμψη και την υπερέκταση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Συνίσταται για ορθοπεδικές παθήσεις συμπεριλαμβανόμενου του συνδρόμου των ζυγοσποφυσιακών αρθρώσεων, την ισχιαλγία, τη σπονδυλίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, τη μέτρια μορφή νωτιαίας μυϊκής ατροφίας και έπειτα από χειρουργείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει φυσικό λάτεξ που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή όπου απαιτείται ιατρική φροντίδα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή από επαγγελματίες για την διάγνωση και αντιμετώπιση του πόνου, τραυματισμών ή ερεθισμού. Εάν προκύψουν προβλήματα από τη χρήση της ζώνης όπως πόνος ή ευαισθησία, αφαιρέστε την ζώνη και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με την περιφέρεια της μέσης. Η μέτρηση να πραγματοποιείται 2 εκατοστά πάνω από τη λεκάνη (λαγόνια λοφία).

	S/M	L/XL
	70 - 100	90 - 125

ΣΥΝΘΕΣΗ

MATERIAL COMPOSITION

44% Polyester
18% Polyurethane
12% Nylon
12% Rubber
8% Polypropylene 6% Spandex

44% Πολυεστέρας
18% Πολυουρεθάνη
12% Νυλόν
12% Καουτσούκ
8% Πολυπροπυλένιο 6% Spandex



Air Flow Back Support
Ζώνη Οσφύος - Air Flow



MOVIBRACE
Nizar Kabani 14, shfaram 20200
Israel

www.movibrace.com
info@movibrace.com

MB_V1_0000001

